

Parafilm M - netoxická fólie

- zabraňuje kontaminaci vzorků a samovolnému odpařování
- přilne kolem nepravidelných tvarů a povrchů
- účinný teplotní rozsah -45 až +50 °C
- teplota tavení 60 °C
- průtažnost 200 %
- odolnost vůči polárním látkám až po dobu 48 hodin
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): schránka na Parafilm pro snadné a bezpečné řezání jedné role o šířce 10 cm nebo 2 rolí o šířce 5 cm, průhledné odklápěcí víko umožňuje vizuální kontrolu zbývající role (schránky se dodávají prázdné, tj. bez Parafilmů)



Obj. číslo	Popis	Šířka [cm]	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
395 321 056 001	Parafilm M	5	75	Skladem, do 1 týdne	750 Kč
395 321 056 004	Parafilm M	10	38	Skladem, do 1 týdne	670 Kč
395 321 056 002	Parafilm M	10	75	Skladem, do 1 týdne	1 540 Kč
395 321 056 005	Parafilm M	50	15	1-2 týdny	1 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství: Schránka na Parafilm

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 955 802 012	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Modrá	3-4 týdny	1 475 Kč
130 955 802 017	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Fialová	3-4 týdny	1 475 Kč
130 955 802 019	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Růžová	3-4 týdny	1 475 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.