

## Parafilm M - netoxická fólie, Šířka [cm]: 10, Délka [m]: 75

- zabraňuje kontaminaci vzorků a samovolnému odpařování
- přilne kolem nepravidelných tvarů a povrchů
- účinný teplotní rozsah -45 až +50 °C
- teplota tavení 60 °C
- průtažnost 200 %
- odolnost vůči polárním látkám až po dobu 48 hodin
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): schránka na Parafilm pro snadné a bezpečné řezání jedné role o šířce 10 cm nebo 2 rolí o šířce 5 cm, průhledné odklápěcí víko umožňuje vizuální kontrolu zbývajících rolí (schránky se dodávají prázdné, tj. bez Parafilmů)



| Obj. číslo      | Popis      | Šířka [cm] | Délka [m] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 395 321 056 001 | Parafilm M | 5          | 75        | Skladem, do 1 týdne | 750 Kč    |
| 395 321 056 004 | Parafilm M | 10         | 38        | 1-2 týdny           | 670 Kč    |
| 395 321 056 002 | Parafilm M | 10         | 75        | Skladem, do 1 týdne | 1 540 Kč  |
| 395 321 056 005 | Parafilm M | 50         | 15        | 1-2 týdny           | 1 560 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Příslušenství: Schránka na Parafilm

| Obj. číslo      | Popis                                                                                         | Barva   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 130 955 802 012 | Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm | Modrá   | 3-4 týdny  | 1 200 Kč  |
| 130 955 802 017 | Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm | Fialová | 3-4 týdny  | 1 200 Kč  |
| 130 955 802 019 | Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm | Růžová  | 3-4 týdny  | 1 200 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.