

Patrona extrakční s kulatým dnem, pro automatizované extrakční přístroje, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- teplotní odolnost: max. 130 °C
- Grade: 603
- speciálně navržena pro automatizované extrakční systémy



Obj. číslo	Rozměry [mm]	Síla stěny [mm]	Extrakční systém	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 870 350 211	22 x 80	1,5	Büchi B-811	25	Na dotaz	2 593 Kč
624 870 350 219	25 x 100	1,5	Büchi B-811	25	Na dotaz	2 594 Kč
624 870 350 242	33 x 94	1,5	Büchi B-811	25	Na dotaz	3 091 Kč
624 870 350 240	33 x 80	1,5	Gerhard Soxtherm Automatic	25	Na dotaz	2 594 Kč
624 870 350 437	31 x 80	1	Foss Soxtec Avanti 2050 Auto system	25	Na dotaz	2 429 Kč
624 870 350 106	pro buňku 11 ml	1	DIONEX ASE 200	25	Na dotaz	2 826 Kč
624 870 350 108	pro buňku 22 ml	1	DIONEX ASE 200	25	Na dotaz	2 826 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.