

Patrona extrakční s kulatým dnem, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: α -celulóza
- vysoká čistota materiálu zajišťuje reprodukovatelné výsledky
- síla stěny: 1 mm
- záchyt částic: 10 μ m
- teplotní odolnost: max. 120 °C
- vynikající mechanická pevnost a retence
- použití: extrakce tuků v potravinářství, extrakce pesticidů v zemědělství, analýzy půd, záchyt pevných částic při analýze vzduchu a plynů atd.
- vhodná pro plně automatizované extrakční systémy (Soxhlet)
- nabídku patron o síle stěny 1,5 a 2 mm Vám rádi zašleme na vyžádání - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



| Obj. číslo | Vnitřní průměr x vnější délka [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 624 902 800 228 | 22 x 80 | 25 | Na dotaz | 2 780 Kč |
| 624 902 800 250 | 25 x 100 | 25 | Na dotaz | 2 780 Kč |
| 624 902 800 258 | 25 x 80 | 25 | Na dotaz | 2 863 Kč |
| 624 902 800 266 | 26 x 60 | 25 | Na dotaz | 2 911 Kč |
| 624 902 800 280 | 28 x 100 | 25 | Na dotaz | 2 826 Kč |
| 624 902 800 288 | 28 x 80 | 25 | Na dotaz | 2 826 Kč |
| 624 902 800 300 | 30 x 100 | 25 | Na dotaz | 2 826 Kč |
| 624 902 800 308 | 30 x 80 | 25 | Na dotaz | 2 826 Kč |
| 624 902 800 330 | 33 x 100 | 25 | Na dotaz | 2 826 Kč |
| 624 902 800 338 | 33 x 80 | 25 | Na dotaz | 2 958 Kč |
| 624 902 800 339 | 33 x 94 | 25 | Na dotaz | 3 087 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.