

pH metr jednoparametrový Apera pH20 Value, Popis: Včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, řemínku, 4 ks AAA baterií a přenosného kufříku

Výrobci a značky: Apera Instruments

Jednoparametrový pH tester Apera pH20 Value je ideálním pomocníkem pro kontrolní měření pH v terénu. Své uplatnění najde v hydroponii, vodárenství, pivovarnictví i při kontrole bazénové vody.

Základní charakteristika pH testeru Apera pH20 Value:

- přehledný dvouřádkový displej s pozorovacím úhlem 180° (současné zobrazení pH a teploty)
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- indikace pufrů použitých při kalibraci (ikona na displeji)
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- provoz na baterie (životnost až 2000 hodin nepřetržitého provozu, indikace stavu baterií na displeji)
- **informace k dodávce:** přístroj se dodává v přenosném kufříku v sadě s pufrů, řemínkem a bateriemi



Technické údaje přenosného pH testeru Apera pH20 Value		
Senzor		zabudovaný (nelze měnit)
pH	Rozsah	0,0 - 14,0
	Rozlišení	0,1
	Přesnost	±0,1
	Kalibrace	automatická, 1 - 3bodová (pufrů: 4,0 / 7,0 / 10,01)
Teplota	Rozsah	0 - 50 °C
	Rozlišení	0,1 °C
	Přesnost	±0,5 °C
Napájení		4x AAA baterie (životnost až 2000 h)
Rozměry / Hmotnost		40 x 31 x 178 mm / 107 g
Krytí		IP67

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 330 190 012	pH20 Value	Včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, řemínku, 4 ks AAA baterií a přenosného kufříku	3-4 týdny	1 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

-  pH tester Apera pH20 Value
-  Kalibrace pH testeru Apera pH20 Value