

pH metr tužkový XS pH 1

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Přenosný pH tester XS pH 1 je určen pro rychlé orientační měření pH v široké škále aplikací. Díky jednoduchému ovládání a kompaktním rozměrům je ideální volbou pro každodenní rutinní použití. Uplatnění najde například v hydroponii, vodárenství, akvakultuře nebo ve školních laboratořích.



Základní charakteristika pH testeru XS pH 1:

- velký LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- 1- nebo 2bodová kalibrace, indikace pufrů použitých při kalibraci (ikona na displeji)
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- provoz na baterie (indikace stavu na displeji)
- **informace k dodávce:** tester lze objednat buď samostatně nebo v sadě s pufrů 4 a 7 a uchovávacím roztokem pro elektrodu (sáčky á 25 ml), obě varianty jsou balené v kartonu

Technické údaje		
Senzor (elektroda)		integrováný, nelze vyměnit
pH	Rozsah:	0,0 - 14,0
	Rozlišení:	0,1
	Přesnost:	±0,2
	Kalibrace:	1- nebo 2bodová (pufrů: 4,01/7,00/10,01)
Pracovní rozsah teplot		0 - 50 °C (teplota se nezobrazuje na displeji)
Napájení		2x 1,5V AAA baterie, životnost až 300 hodin (kompatibilní s alkalickými i dobíjecími bateriemi)
Rozměry (průměr x délka) / Hmotnost		40 x 200 mm / 105 g
Krytí		IP67

Tester XS pH 1

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 003	Tester Ecopack	Včetně poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	1 740 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 013	Tester KIT	Včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, uchovávacího roztoku pro elektrodu, poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	1 887 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: pH pufrů

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 512 203	Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (10x pH 4,01 a 10x pH 7,00)	3-4 týdny	564 Kč
460 860 512 213	Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (7x pH 4,01, 7x pH 7,00 a 6x pH 10,01)	3-4 týdny	564 Kč
460 860 512 243	Sada pH pufrů a destilované vody v 25ml sáčcích a uchovávacího roztoku v 10ml sáčcích (6x pH 4,01, 6x pH 7,00, 6x voda, 2x roztok)	3-4 týdny	564 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-XS-Tester-pH-1-ECOPACK-EN.pdf](#)

 [Data-Sheet-XS-Tester-pH-1-KIT-EN.pdf](#)