

pH metr tužkový XS pH 5

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Tester XS pH 5 je kompaktní přístroj s jednoduchým ovládáním, určený pro rychlé měření pH a teploty. Je ideální pro široké spektrum aplikací, jako je hydroponie, akvakultura, úprava vody, nebo školní laboratoře. Mezi jeho hlavní výhody patří přehledný LCD displej, který zobrazuje všechny klíčové informace o měření i stavu přístroje. Tester také nabízí možnost výměny senzoru a dlouhou výdrž baterií.



Základní charakteristika pH testeru XS pH 5:

- jednoduché ovládání
- třibarevný podsvícený LCD displej (zelená = režim měření nebo nastavení přístroje, modrá = režim kalibrace, červená = chybová hlášení)
- současné zobrazení pH a teploty
- automatická teplotní kompenzace
- jednoduchá až 3bodová kalibrace pomocí pufrů s jejich automatickým rozpoznáním (ikona na displeji)
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- možnost výměny senzoru v případě jeho poškození
- provoz na baterie
- **informace k dodávce:** tester lze objednat buď samostatně nebo v sadě s pufrů 4 a 7 a uchovávacím roztokem pro elektrodu (sáčky á 25 ml), obě varianty jsou balené v kartonu

| Technické údaje | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Senzor (elektroda) | | vyměnitelný |
| pH | Rozsah: | -2,00 ... 16,00 |
| | Rozlišení: | 0,01 |
| | Přesnost: | ±0,02 |
| | Kalibrace: | 1- až 3bodová (automatické rozpoznání pěti pufrů USA) |
| Teplota | Rozsah: | 0 - 60 °C |
| | Rozlišení: | 0,1 °C |
| | Přesnost: | ±0,2 °C |
| Teplotní kompenzace | | automatická (0 - 60 °C) |
| Rozměry (průměr x délka) / Hmotnost | | 40 x 200 mm / 110 g |
| Napájení | | 2x 1,5V AAA baterie, životnost až 200 hodin (kompatibilní s alkalickými i dobíjecími bateriemi) |
| Krytí | | IP67 |

Tester XS pH 5

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------|--|------------|-----------|
| 460 860 514 053 | Tester Ecopack | Včetně poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií | 3-4 týdny | 2 867 Kč |
| 460 860 514 063 | Tester KIT | Včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, uchovávacího roztoku pro elektrodu (vše á 25 ml), poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií | 3-4 týdny | 3 087 Kč |


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Náhradní senzor, přenosný kufřík, pH pufrý

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 460 860 514 403 | Náhradní senzor pro tužkový pH metr XS pH 5 | 3-4 týdny | 1 348 Kč |
| 460 860 514 273 | Přenosný plastový kufřík včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, uchovávacího roztoku pro elektrodu, poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií | Kontaktujte nás | |
| 460 860 512 203 1 | Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (10x pH 4,01 a 10x pH 7,00) | 3-4 týdny | 564 Kč |
| 460 860 512 213 1 | Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (7x pH 4,01, 7x pH 7,00 a 6x pH 10,01) | 3-4 týdny | 564 Kč |
| 460 860 512 243 1 | Sada pH pufrů a destilované vody v 25ml sáčcích a uchovávacího roztoku v 10ml sáčcích (6x pH 4,01, 6x pH 7,00, 6x voda, 2x roztok) | 3-4 týdny | 564 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Tester-pH-5-ECOPACK-EN.pdf

 Data-Sheet-XS-Tester-pH-5-KIT-EN.pdf