

pH/ORP metr tužkový XS PX 4

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Tester XS PX 4 je kompaktní přístroj s jednoduchým ovládáním, určený pro rychlé měření pH, ORP a teploty. Je ideální pro široké spektrum aplikací. Mezi jeho hlavní výhody patří přehledný LCD displej, který zobrazuje všechny klíčové informace o měření i stavu přístroje. Tester také nabízí možnost výměny senzoru a dlouhou výdrž baterií.



Základní charakteristika pH/ORP testeru XS PX 4:

- jednoduché ovládání
- tříbarevný podsvícený LCD displej (zelená = režim měření nebo nastavení přístroje, modrá = režim kalibrace, červená = chybová hlášení)
- současné zobrazení pH/ORP a teploty
- automatická teplotní kompenzace
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- možnost výměny senzoru v případě jeho poškození
- provoz na baterie
- **informace k dodávce:** tester lze objednat buď samostatně nebo v sadě s pufrů 4 a 7, uchovávacím roztokem pro elektrodu (sáčky á 25 ml) a ORP roztokem 475 mV á 55 ml, obě varianty jsou balené v kartonu

Technické údaje		
Senzor		vyměnitelný, kombinovaný pH/ORP s integrovaným teplotním čidlem
pH	Rozsah:	-2,00 ... 16,00
	Rozlišení:	0,01
	Přesnost:	±0,01
	Kalibrace:	1- až 3bodová (automatické rozpoznání pěti pufrů USA)
ORP	Rozsah:	±1000 mV
	Rozlišení:	0,1 nebo 1 mV (automatické nastavení)
	Kalibrace:	1bodová, uživatelsky definovaná
Teplota	Rozsah:	0 - 60 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,2 °C
Teplotní kompenzace		automatická (0 - 60 °C)
Rozměry (průměr x délka) / Hmotnost		40 x 200 mm / 130 g
Napájení		2x 1,5V AAA baterie, životnost až 200 hodin (kompatibilní s alkalickými i dobíjecími bateriemi)

Krytí	IP67
-------	------

Tester XS PX 4

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 173	Tester Ecopack	Včetně poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	3 994 Kč
460 860 514 143	Tester KIT	Včetně pufrů pH 4,00 a 7,00, uchovávacího roztoku pro elektrodu (vše á 25 ml), ORP roztoku 475 mV, poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	4 239 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Náhradní senzor, pH pufrů

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 860 514 463	Náhradní senzor s integrovaným teplotním čidlem pro tužkový pH/ORP metr XS PX 4	3-4 týdny	2 058 Kč
460 860 512 203 3	Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (10x pH 4,01 a 10x pH 7,00)	3-4 týdny	564 Kč
460 860 512 213 3	Sada 20 pH pufrů v 25ml sáčcích (7x pH 4,01, 7x pH 7,00 a 6x pH 10,01)	3-4 týdny	564 Kč
460 860 512 243 3	Sada pH pufrů a destilované vody v 25ml sáčcích a uchovávacího roztoku v 10ml sáčcích (6x pH 4,01, 6x pH 7,00, 6x voda, 2x roztok)	3-4 týdny	564 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-XS-Tester-pH-ORP-PX-4-KIT-EN.pdf](#)