

Pinzeta plastová, ABS

Materiál: ABS

- provedení čelistí: špičaté přímé
- celková délka: 110 mm
- nesterilní i sterilní (bez RNáz, DNáz a pyrogenů, sterilizace γ -zářením)
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nesterilní pinzety jsou dodávány v hromadném balení po 10 ks, sterilní pinzety jsou jednotlivě balené



i Pinzeta není vhodná pro práci s koncentrovanými kyselinami, silnými alkáliemi, organickými rozpouštědly, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.

Pinzeta nesterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 064 810 110	Špičatá přímá	Ne	110	10	4-6 týdnů	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta sterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 064 811 110	Špičatá přímá	Ano	110	4-6 týdnů	36 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.