

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Pinzety > Pinzeta preparační s jemnou špičkou

Pinzeta preparační s jemnou špičkou

- provedení čelistí: přímé nebo lomené
- materiál: nerezová ocel nebo titan
- délka: 105 nebo 110 mm
- jemná špička
- vhodná pro přípravu mikroskopických preparátů



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nůžky pro mikroskopii](#), [krycí a podložní mikroskla](#), [krabice a přepravní boxy](#) na mikroskla, [skalpely](#), [preparační jehly](#) a [Petriho misky](#).

Nerezové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 610	Přímé	Nerezová ocel	110	Skladem, do 1 týdne	127 Kč
397 210 001 620	Lomené	Nerezová ocel	110	Skladem, do 1 týdne	127 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Titanové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 958 239 011	Přímé	Titan	110	4-6 týdnů	568 Kč
130 958 239 010	Lomené	Titan	105	4-6 týdnů	578 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.