

Pinzeta SteriPlast, sterilní

Pinzety SteriPlast jsou vhodné pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků. V nabídce jsou 3 modely, které se liší tvarem čelisti. Své uplatnění najdou v chemických, potravinářských, farmaceutických i vědeckých laboratořích.



- provedení: špičatá lomená (hladká), špičatá přímá (vroubkovaná) nebo plochá (hladká s tupými konci)
- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- vhodná pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** pinzety se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

i Pinzety SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Čelist	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 781 040	Špičatá lomená	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč
399 153 781 041	Špičatá přímá	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč
399 153 781 042	Plochá	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.