

PINZETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Pinzety

Pinzeta přímá plastová, POM

Materiál: POM

- provedení čelistí: zakulacené
- celková délka: 115, 145, 180 nebo 250 mm
- materiál: POM
- barva: oranžová
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci



| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 331 850 019 500 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 115 | Skladem, do 1 týdne | 43 Kč |
| 331 850 019 501 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 145 | Skladem, do 1 týdne | 50 Kč |
| 331 850 019 502 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 180 | Skladem, do 1 týdne | 91 Kč |
| 331 850 019 503 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 250 | Skladem, do 1 týdne | 147 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta plastová, ABS

Materiál: ABS

- provedení čelistí: špičaté přímé
- celková délka: 110 mm
- nesterilní i sterilní (bez RNáz, DNáz a pyrogenů, sterilizace γ -zářením)
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nesterilní pinzety jsou dodávány v hromadném balení po 10 ks, sterilní pinzety jsou jednotlivě balené



i Pinzeta není vhodná pro práci s koncentrovanými kyselinami, silnými alkáliemi, organickými rozpouštědly, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.

Pinzeta nesterilní

| Obj. číslo | Čelist | Sterilní | Délka [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|---------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 130 064 810 110 | Špičatá přímá | Ne | 110 | 10 | 4-6 týdnů | 121 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta sterilní

| Obj. číslo | Čelist | Sterilní | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|----------|------------|------------|-----------|
| 130 064 811 110 | Špičatá přímá | Ano | 110 | 4-6 týdnů | 36 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta SteriPlast, sterilní

Pinzety SteriPlast jsou vhodné pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků. V nabídce jsou 3 modely, které se liší tvarem čelisti. Své uplatnění najdou v chemických, potravinářských, farmaceutických i vědeckých laboratořích.



- provedení: špičatá lomená (hladká), špičatá přímá (vroubkovaná) nebo plochá (hladká s tupými konci)
- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- vhodná pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** pinzety se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

i Pinzety SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

| Obj. číslo | Čelist | Délka [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 399 153 781 040 | Špičatá lomená | 130 | 100 | 2-3 týdny | 1 523 Kč |
| 399 153 781 041 | Špičatá přímá | 130 | 100 | 2-3 týdny | 1 523 Kč |
| 399 153 781 042 | Plochá | 130 | 100 | 2-3 týdny | 1 523 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, nerezová

- provedení čelistí: zakulacené, špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160, 200, 250 nebo 300 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#),

Pinzeta přímá, zakulacené čelisti

| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 001 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 115 | Skladem, do 1 týdne | 86 Kč |
| 397 210 001 002 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 130 | Skladem, do 1 týdne | 95 Kč |
| 397 210 001 003 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 145 | Skladem, do 1 týdne | 103 Kč |
| 397 210 001 004 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 160 | Skladem, do 1 týdne | 113 Kč |
| 397 210 001 005 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 200 | Skladem, do 1 týdne | 174 Kč |
| 397 210 001 006 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 250 | Skladem, do 1 týdne | 281 Kč |
| 397 210 001 007 | Pinzeta přímá | Zakulacené | 300 | Skladem, do 1 týdne | 295 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, špičaté čelisti

| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 010 | Pinzeta přímá | Špičaté | 105 | Skladem, do 1 týdne | 91 Kč |
| 397 210 001 011 | Pinzeta přímá | Špičaté | 115 | 1-2 týdny | 95 Kč |
| 397 210 001 012 | Pinzeta přímá | Špičaté | 130 | 2-3 týdny | 98 Kč |
| 397 210 001 013 | Pinzeta přímá | Špičaté | 145 | 1-2 týdny | 106 Kč |
| 397 210 001 014 | Pinzeta přímá | Špičaté | 160 | Skladem, do 1 týdne | 126 Kč |
| 397 210 001 015 | Pinzeta přímá | Špičaté | 200 | 1-2 týdny | 181 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, ploché čelisti

| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 727 | Pinzeta přímá | Ploché | 105 | Skladem, do 1 týdne | 127 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta lomená, nerezová

- provedení čelistí: špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160 nebo 200 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#), [Petriho misky](#), [stříčky](#), [podložní](#) i [krycí mikroskla](#), [krabice](#) a [přepravní obaly](#) na mikroskla.

Pinzeta lomená, špičaté čelisti

| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 019 | Pinzeta lomená | Špičaté | 105 | 1-2 týdny | 86 Kč |
| 397 210 001 020 | Pinzeta lomená | Špičaté | 115 | Skladem, do 1 týdne | 89 Kč |
| 397 210 001 021 | Pinzeta lomená | Špičaté | 130 | Skladem, do 1 týdne | 100 Kč |
| 397 210 001 022 | Pinzeta lomená | Špičaté | 145 | Skladem, do 1 týdne | 100 Kč |
| 397 210 001 023 | Pinzeta lomená | Špičaté | 160 | Skladem, do 1 týdne | 127 Kč |
| 397 210 001 024 | Pinzeta lomená | Špičaté | 200 | 1-2 týdny | 207 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta lomená, ploché čelisti

| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 722 | Pinzeta lomená | Ploché | 105 | Skladem, do 1 týdne | 130 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta samosvorná, nerezová

- provedení čelistí: přímé špičaté nebo lomené špičaté
- čelisti jsou trvale uzavřené (otevřou se stlačením)
- délka: 105 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro práci s malými vzorky



| Obj. číslo | Popis | Provedení čelistí | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 397 220 001 131 | Pinzeta samosvorná | Přímé špičaté | 105 | 1-2 týdny | 152 Kč |
| 397 220 001 132 | Pinzeta samosvorná | Lomené špičaté | 105 | 1-2 týdny | 162 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta preparační s jemnou špičkou

- provedení čelistí: přímé nebo lomené
- materiál: nerezová ocel nebo titan
- délka: 105 nebo 110 mm
- jemná špička
- vhodná pro přípravu mikroskopických preparátů



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nůžky pro mikroskopii](#), [krycí a podložní mikroskla](#), [krabice a přepravní boxy](#) na mikroskla, [skalpely](#), [preparační jehly](#) a [Petriho misky](#).

Nerezové preparační pinzety

| Obj. číslo | Provedení čelistí | Materiál | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|-----------|
| 397 210 001 610 | Přímé | Nerezová ocel | 110 | Skladem, do 1 týdne | 127 Kč |
| 397 210 001 620 | Lomené | Nerezová ocel | 110 | Skladem, do 1 týdne | 127 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Titanové preparační pinzety

| Obj. číslo | Provedení čelistí | Materiál | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 130 958 239 011 | Přímé | Titan | 110 | 4-6 týdnů | 568 Kč |
| 130 958 239 010 | Lomené | Titan | 105 | 4-6 týdnů | 578 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta nerezová, ploché čelisti pro manipulaci s filtračními papíry

- ploché čelisti
- délka: 120 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro manipulaci s filtračními papíry



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i filtrační papíry pro [kvalitativní](#) nebo

kvantitativní analýzu, [membránové filtry](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) s širokým hrdlem a nálevky.

| Obj. číslo | Popis | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 130 064 804 001 | Pinzeta s plochými čelistmi | 120 | 4-6 týdnů | 173 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.