

## PINZETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Pinzety

### Pinzeta přímá plastová, POM

Materiál: POM

- provedení čelistí: zakulacené
- celková délka: 115, 145, 180 nebo 250 mm
- materiál: POM
- barva: oranžová
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci



Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 500	Pinzeta přímá	Zakulacené	115	Skladem, do 1 týdne	43 Kč
331 850 019 501	Pinzeta přímá	Zakulacené	145	Skladem, do 1 týdne	50 Kč
331 850 019 502	Pinzeta přímá	Zakulacené	180	Skladem, do 1 týdne	91 Kč
331 850 019 503	Pinzeta přímá	Zakulacené	250	Skladem, do 1 týdne	147 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pinzeta plastová, ABS

Materiál: ABS

- provedení čelistí: špičaté přímé
- celková délka: 110 mm
- nesterilní i sterilní (bez RNáz, DNáz a pyrogenů, sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nesterilní pinzety jsou dodávány v hromadném balení po 10 ks, sterilní pinzety jsou jednotlivě balené



**i** Pinzeta není vhodná pro práci s koncentrovanými kyselinami, silnými alkáliemi, organickými rozpouštědly, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.

## Pinzeta nesterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 064 810 110	Špičatá přímá	Ne	110	10	4-6 týdnů	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta sterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 064 811 110	Špičatá přímá	Ano	110	4-6 týdnů	36 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta SteriPlast, sterilní

Pinzety SteriPlast jsou vhodné pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků. V nabídce jsou 3 modely, které se liší tvarem čelisti. Své uplatnění najdou v chemických, potravinářských, farmaceutických i vědeckých laboratořích.

- provedení: špičatá lomená (hladká), špičatá přímá (vroubkovaná) nebo plochá (hladká s tupými konci)
- sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- vhodná pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** pinzety se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)



**i** Pinzety SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Čelist	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 781 040	Špičatá lomená	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč
399 153 781 041	Špičatá přímá	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč
399 153 781 042	Plochá	130	100	2-3 týdny	1 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Pinzeta přímá, nerezová

- provedení čelistí: zakulacené, špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160, 200, 250 nebo 300 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#), [Petriho misky](#), [stříčky](#), [podložní](#) i [krycí mikroskla](#), [krabice](#) a [přepravní obaly](#) na mikroskla.

## Pinzeta přímá, zakulacené čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 001	Pinzeta přímá	Zakulacené	115	Skladem, do 1 týdne	86 Kč
397 210 001 002	Pinzeta přímá	Zakulacené	130	Skladem, do 1 týdne	95 Kč
397 210 001 003	Pinzeta přímá	Zakulacené	145	Skladem, do 1 týdne	103 Kč
397 210 001 004	Pinzeta přímá	Zakulacené	160	Skladem, do 1 týdne	113 Kč
397 210 001 005	Pinzeta přímá	Zakulacené	200	Skladem, do 1 týdne	174 Kč
397 210 001 006	Pinzeta přímá	Zakulacené	250	Skladem, do 1 týdne	281 Kč
397 210 001 007	Pinzeta přímá	Zakulacené	300	Skladem, do 1 týdne	295 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Pinzeta přímá, špičaté čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 010	Pinzeta přímá	Špičaté	105	Skladem, do 1 týdne	91 Kč
397 210 001 011	Pinzeta přímá	Špičaté	115	1-2 týdny	95 Kč
397 210 001 012	Pinzeta přímá	Špičaté	130	Skladem, do 1 týdne	98 Kč
397 210 001 013	Pinzeta přímá	Špičaté	145	Skladem, do 1 týdne	106 Kč
397 210 001 014	Pinzeta přímá	Špičaté	160	Skladem, do 1 týdne	126 Kč
397 210 001 015	Pinzeta přímá	Špičaté	200	1-2 týdny	181 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Pinzeta přímá, ploché čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 727	Pinzeta přímá	Ploché	105	Skladem, do 1 týdne	127 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta lomená, nerezová

- provedení čelistí: špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160 nebo 200 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#), [Petriho misky](#), [stříčky](#), podložní i krycí [mikroskla](#), [krabice](#) a [přeprovací obaly](#) na mikroskla.

## Pinzeta lomená, špičaté čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 019	Pinzeta lomená	Špičaté	105	1-2 týdny	86 Kč
397 210 001 020	Pinzeta lomená	Špičaté	115	Skladem, do 1 týdne	89 Kč
397 210 001 021	Pinzeta lomená	Špičaté	130	Skladem, do 1 týdne	100 Kč
397 210 001 022	Pinzeta lomená	Špičaté	145	Skladem, do 1 týdne	100 Kč
397 210 001 023	Pinzeta lomená	Špičaté	160	Skladem, do 1 týdne	127 Kč
397 210 001 024	Pinzeta lomená	Špičaté	200	1-2 týdny	207 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta lomená, ploché čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 722	Pinzeta lomená	Ploché	105	Skladem, do 1 týdne	130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta samosvorná, nerezová

- provedení čelistí: přímé špičaté nebo lomené špičaté
- čelisti jsou trvale uzavřené (otevřou se stlačením)
- délka: 105 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro práci s malými vzorky



Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 220 001 131	Pinzeta samosvorná	Přímé špičaté	105	1-2 týdny	152 Kč
397 220 001 132	Pinzeta samosvorná	Lomené špičaté	105	1-2 týdny	162 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta preparační s jemnou špičkou

- provedení čelistí: přímé nebo lomené
- materiál: nerezová ocel nebo titan
- délka: 105 nebo 110 mm
- jemná špička
- vhodná pro přípravu mikroskopických preparátů



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [nůžky pro mikroskopii](#), [krycí a podložní mikroskla](#), [krabice a přepravní boxy](#) na mikroskla, [skalpely](#), [preparační jehly](#) a [Petriho misky](#).

### Nerezové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 610	Přímé	Nerezová ocel	110	Skladem, do 1 týdne	127 Kč
397 210 001 620	Lomené	Nerezová ocel	110	Skladem, do 1 týdne	127 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Titanové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 958 239 011	Přímé	Titan	110	4-6 týdnů	568 Kč
130 958 239 010	Lomené	Titan	105	4-6 týdnů	578 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pinzeta nerezová, ploché čelisti pro manipulaci s filtračními papíry

- ploché čelisti
- délka: 120 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro manipulaci s filtračními papíry



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i filtrační papíry pro [kvalitativní](#) nebo [kvantitativní](#) analýzu, [membránové filtry](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) s širokým hrdlem a [nálevky](#).

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 064 804 001	Pinzeta s plochými čelistmi	120	4-6 týdnů	173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.