

PINZETY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Pinzety

Pinzeta přímá plastová, POM

Materiál: POM

- provedení čelistí: zakulacené
- celková délka: 115, 145, 180 nebo 250 mm
- materiál: POM
- barva: oranžová
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci



Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 500	Pinzeta přímá	Zakulacené	115	Skladem	43 Kč
331 850 019 501	Pinzeta přímá	Zakulacené	145	2-3 týdny	50 Kč
331 850 019 502	Pinzeta přímá	Zakulacené	180	Skladem	91 Kč
331 850 019 503	Pinzeta přímá	Zakulacené	250	Skladem	147 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta plastová, ABS

Materiál: ABS

- provedení čelistí: špičaté přímé
- celková délka: 110 mm
- nesterilní i sterilní (bez RNáz, DNáz a pyrogenů, sterilizace γ-zářením)
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nesterilní pinzety jsou dodávány v hromadném balení po 10 ks, sterilní pinzety jsou jednotlivě balené



i Pinzeta není vhodná pro práci s koncentrovanými kyselinami, silnými alkáliemi, organickými rozpouštědly, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.

Pinzeta nesterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 064 810 110	Špičatá přímá	Ne	110	10	4-6 týdnů	121 Kč

Pinzeta sterilní

Obj. číslo	Čelist	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 064 811 110	Špičatá přímá	Ano	110	4-6 týdnů	36 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta SteriPlast, sterilní

Pinzety SteriPlast jsou vhodné pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků. V nabídce jsou 3 modely, které se liší tvarem čelisti. Své uplatnění najdou v chemických, potravinářských, farmaceutických i vědeckých laboratořích.



- provedení: špičatá lomená (hladká), špičatá přímá (vroubkovaná) nebo plochá (hladká s tupými konci)
- sterilní (sterilizace γ-zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- vhodná pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** pinzety se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

i Pinzety SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Čelist	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 781 040	Špičatá lomená	130	100	2-3 týdny	1 523 Kč
399 153 781 041	Špičatá přímá	130	100	2-3 týdny	1 523 Kč
399 153 781 042	Plochá	130	100	2-3 týdny	1 523 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, nerezová

- provedení čelistí: zakulacené, špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160, 200, 250 nebo 300 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#), [Petriho misky](#), [stříčky](#), podložní i krycí [mikroskla](#), [krabice](#) a [přepravní obaly](#) na mikroskla.

Pinzeta přímá, zakulacené čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 001	Pinzeta přímá	Zakulacené	115	Skladem	84 Kč
397 210 001 002	Pinzeta přímá	Zakulacené	130	Skladem	94 Kč
397 210 001 003	Pinzeta přímá	Zakulacené	145	1-2 týdny	101 Kč
397 210 001 004	Pinzeta přímá	Zakulacené	160	Skladem	111 Kč
397 210 001 005	Pinzeta přímá	Zakulacené	200	1-2 týdny	170 Kč
397 210 001 006	Pinzeta přímá	Zakulacené	250	Skladem	276 Kč
397 210 001 007	Pinzeta přímá	Zakulacené	300	1-2 týdny	289 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, špičaté čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 010	Pinzeta přímá	Špičaté	105	1-2 týdny	90 Kč
397 210 001 011	Pinzeta přímá	Špičaté	115	1-2 týdny	94 Kč
397 210 001 012	Pinzeta přímá	Špičaté	130	Skladem	96 Kč
397 210 001 013	Pinzeta přímá	Špičaté	145	Skladem	104 Kč
397 210 001 014	Pinzeta přímá	Špičaté	160	Skladem	124 Kč
397 210 001 015	Pinzeta přímá	Špičaté	200	1-2 týdny	177 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta přímá, ploché čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 727	Pinzeta přímá	Ploché	105	Skladem	124 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta lomená, nerezová

- provedení čelistí: špičaté nebo ploché
- délka: 105, 115, 130, 145, 160 nebo 200 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro uchopení, zvedání nebo přemísťování malých pevných vzorků



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [preparační jehly](#), [špachtle](#), [skalpely](#), [Petriho misky](#), [stříčky](#), podložní i krycí [mikroskla](#), [krabice](#) a [přepravní obaly](#) na mikroskla.

Pinzeta lomená, špičaté čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 019	Pinzeta lomená	Špičaté	105	2-3 týdny	84 Kč
397 210 001 020	Pinzeta lomená	Špičaté	115	Skladem	87 Kč
397 210 001 021	Pinzeta lomená	Špičaté	130	Skladem	98 Kč
397 210 001 022	Pinzeta lomená	Špičaté	145	Skladem	98 Kč
397 210 001 023	Pinzeta lomená	Špičaté	160	Skladem	124 Kč
397 210 001 024	Pinzeta lomená	Špičaté	200	1-2 týdny	203 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta lomená, ploché čelisti

Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 722	Pinzeta lomená	Ploché	105	1-2 týdny	128 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta samosvorná, nerezová

- provedení čelistí: přímé špičaté nebo lomené špičaté
- čelisti jsou trvale uzavřené (otevřou se stlačením)
- délka: 105 mm
- materiál: chromovaná ocel
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro práci s malými vzorky



Obj. číslo	Popis	Provedení čelistí	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 220 001 131	Pinzeta samosvorná	Přímé špičaté	105	1-2 týdny	149 Kč
397 220 001 132	Pinzeta samosvorná	Lomené špičaté	105	1-2 týdny	159 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta preparační s jemnou špičkou

- provedení čelistí: přímé nebo lomené
- materiál: nerezová ocel nebo titan
- délka: 105 nebo 110 mm
- jemná špička
- vhodná pro přípravu mikroskopických preparátů



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nůžky pro mikroskopii](#), [krycí a podložní mikroskla](#), [krabice a přepravní boxy](#) na mikroskla, [skalpely](#), [preparační jehly](#) a [Petriho misky](#).

Nerezové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 001 610	Přímé	Nerezová ocel	110	Skladem	124 Kč
397 210 001 620	Lomené	Nerezová ocel	110	Skladem	124 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Titanové preparační pinzety

Obj. číslo	Provedení čelistí	Materiál	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 958 239 011	Přímé	Titan	110	4-6 týdnů	568 Kč
130 958 239 010	Lomené	Titan	105	4-6 týdnů	578 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pinzeta nerezová, ploché čelisti pro manipulaci s filtračními papíry

- ploché čelisti
- délka: 120 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vroubkovaná střední část pro snadnější manipulaci
- vhodná pro manipulaci s filtračními papíry



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i filtrační papíry pro [kvalitativní](#) nebo [kvantitativní](#) analýzu, [membránové filtry](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) s širokým hrdlem a [nálevky](#).

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 064 804 001	Pinzeta s plochými čelistmi	120	4-6 týdnů	173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.