

Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, úplný výtok, ověřená

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10 a 25 ml
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 835

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 901	1	0,01	Žlutý	Delší termín	338 Kč
632 434 116 902	2	0,02	Černý	Delší termín	338 Kč
632 434 116 905	5	0,05	Červený	Delší termín	394 Kč
632 434 116 910	10	0,1	Oranžový	Delší termín	408 Kč
632 434 116 925	25	0,1	Bílý	Delší termín	812 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.