

Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, úplný výtok

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 0,1; 0,2; 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 25 a 50 ml
- různé dělení
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 835



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).

Dělené pipety třídy přesnosti AS, dle ISO 835

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 308	0,1	0,01	Bílý	4-6 týdnů	46 Kč
632 434 116 310	0,2	0,01	Černý	1-2 týdny	53 Kč
632 434 116 312	0,5	0,01	2x žlutý	1-2 týdny	52 Kč
632 434 116 714	1	0,1	Červený	1-2 týdny	53 Kč
632 434 116 314	1	0,01	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 116 716	2	0,1	Zelený	Skladem, do 1 týdne	54 Kč
632 434 116 516	2	0,02	Černý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 116 718	5	0,1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	63 Kč
632 434 116 618	5	0,05	Červený	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
632 434 116 719	10	0,1	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	58 Kč
632 434 116 723	25	0,1	Bílý	Skladem, do 1 týdne	160 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dělené pipety třídy přesnosti AS, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 316	2	0,01	2x bílý	1-2 týdny	54 Kč
632 434 116 722	20	0,1	2x žlutý	1-2 týdny	207 Kč
632 434 116 725	50	0,1	2x oranžový	Skladem, do 1 týdne	286 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 434 116 725	Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, úplný výtok, Objem [ml]: 50, Dělení [ml]: 0,1, Barevný kód: 2x oranžový	Nové	2 ks	286 Kč 249 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.