

## Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti B, úplný výtok

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ml
- různé dělení
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 835



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany a podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).

### Dělené pipety třídy přesnosti B, dle ISO 835

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 026 312	0,5	0,01	2x žlutý	1-2 týdny	37 Kč
632 434 026 714	1	0,1	Červený	Skladem, do 1 týdne	37 Kč
632 434 026 314	1	0,01	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	37 Kč
632 434 026 716	2	0,1	Zelený	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 434 026 516	2	0,02	Černý	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 434 026 718	5	0,1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 026 618	5	0,05	Červený	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 026 719	10	0,1	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	52 Kč
632 434 026 723	25	0,1	Bílý	Skladem, do 1 týdne	177 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Dělené pipety třídy přesnosti B, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 026 316	2	0,01	2x bílý	4-6 týdnů	41 Kč
632 434 026 721	20	0,1	2x žlutý	Skladem, do 1 týdne	177 Kč
632 434 026 725	50	0,1	2x oranžový	1-2 týdny	274 Kč
632 434 026 825	50	0,2	Černý	1-2 týdny	252 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Dělení [ml]</b>	<b>Barevný kód</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 434 026 830	100	0,2	Červený	1-2 týdny	413 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*