

Pipeta dělená, mikrobiologická

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10 a 25 ml
- široká špička
- vhodná pro sérologii

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Průměr špičky [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 632 434 050 314 | 1 | 0,01 | 2 | 1-2 týdny | 52 Kč |
| 632 434 050 516 | 2 | 0,02 | 2 | 1-2 týdny | 55 Kč |
| 632 434 050 618 | 5 | 0,05 | 3 | 1-2 týdny | 68 Kč |
| 632 434 050 719 | 10 | 0,1 | 4,5 | Skladem, do 1 týdne | 71 Kč |
| 632 434 050 723 | 25 | 0,1 | 4,5 | 1-2 týdny | 170 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.