

## Pipeta dělená, mikrobiologická, Objem [ml]: 25, Dělení [ml]: 0,1, Průměr špičky [mm]: 4,5

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10 a 25 ml
- široká špička
- vhodná pro sérologii

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr špičky [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 434 050 314	1	0,01	2	1-2 týdny	52 Kč
632 434 050 516	2	0,02	2	1-2 týdny	55 Kč
632 434 050 618	5	0,05	3	1-2 týdny	68 Kč
632 434 050 719	10	0,1	4,5	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
632 434 050 723	25	0,1	4,5	1-2 týdny	170 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*