

Pipeta digitální Transferpette electronic, Brand

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette electronic se vyznačují ergonomickým designem, optimální hmotností a jednoduchým ovládáním. Intuitivní struktura menu umožňuje rychlé změny programů. Díky těmto vlastnostem lze pipetovat dlouhé série bez únavy. Barevné kódování je ideální pro rozlišení objemu a pro správnou volbu špiček.



- 3 varianty: jednocanálové, 8kanálové a 12kanálové
- velký dobře čitelný digitální displej
- 5 programů (pipetování, reverzní pipetování⁽¹⁾, mísení⁽¹⁾, natahování gelu pro elektroforézu⁽¹⁾ a dávkování⁽¹⁾)
- ovládání všech funkcí pomocí 4 tlačítek, pohodlné ovládání jednou rukou (pro praváky i leváky)
- snadné uvolnění použitých špiček pomocí samostatného tlačítka
- snadná kalibrace (CAL mode)
- barevné kódování
- až 4000 pipetovacích cyklů na jedno nabití baterie (NiMH)
- autoklávovatelná spodní část pipety při 121 °C
- nízká hmotnost
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednocanálových pipet je certifikát kvality, baterie, síťový adaptér a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je navíc stojan pro 1 pipetu, reagenční zásobník, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků; **pipetovací špičky nejsou** součástí dodávky (objednávají se samostatně)

Jednocanálové digitální pipety Transferpette electronic

| Obj. číslo | Provedení | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 299 | Jednocanálová | 0,5 - 10 | ±0,1 | Šedivý | 4-6 týdnů | 10 555 Kč |
| 396 870 705 300 | Jednocanálová | 2 - 20 | ±0,2 | Šedivý | 4-6 týdnů | 10 555 Kč |
| 396 870 705 303 | Jednocanálová | 10 - 200 | ±1,6 | Žlutý | 4-6 týdnů | 10 555 Kč |
| 396 870 705 306 | Jednocanálová | 50 - 1000 | ±6 | Modrý | 4-6 týdnů | 10 555 Kč |
| 396 870 705 307 | Jednocanálová | 250 - 5000 | ±30 | Červený | 4-6 týdnů | 10 555 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

8kanálové digitální pipety Transferpette electronic

| Obj. číslo | Počet kanálů | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 399 | 8 | 0,5 - 10 | ±0,12 | Šedivý | 4-6 týdnů | 21 320 Kč |
| 396 870 705 400 | 8 | 1 - 20 | ±0,2 | Šedivý | 4-6 týdnů | 21 320 Kč |
| 396 870 705 403 | 8 | 5 - 100 | ±0,8 | Žlutý | 4-6 týdnů | 21 320 Kč |
| 396 870 705 404 | 8 | 10 - 200 | ±1,6 | Žlutý | 4-6 týdnů | 21 320 Kč |
| 396 870 705 406 | 8 | 15 - 300 | ±1,8 | Zelený | 4-6 týdnů | 21 320 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

12kanálové digitální pipety Transferpette electronic

| Obj. číslo | Počet kanálů | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 396 870 705 449 | 12 | 0,5 - 10 | ±0,12 | Šedivý | 4-6 týdnů | 24 635 Kč |
| 396 870 705 450 | 12 | 1 - 20 | ±0,2 | Šedivý | 4-6 týdnů | 24 635 Kč |
| 396 870 705 453 | 12 | 5 - 100 | ±0,8 | Žlutý | 4-6 týdnů | 24 635 Kč |
| 396 870 705 454 | 12 | 10 - 200 | ±1,6 | Žlutý | 4-6 týdnů | 24 635 Kč |
| 396 870 705 456 | 12 | 15 - 300 | ±1,8 | Zelený | 4-6 týdnů | 24 635 Kč |



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojany

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 396 870 705 385 | Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl) | 4-6 týdnů | 1 382 Kč |
| 396 870 705 386 | Stojan pro 1 pipetu Transferpette electronic (pro objem 250-5000 μl) | 4-6 týdnů | 1 382 Kč |
| 396 870 705 390 | Stojan nabíjecí pro 3 pipety Transferpette electronic do objemu 1000 μl (mimo 500-5000 μl) | 4-6 týdnů | 5 448 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-Electronic-EN.pdf