

Pipeta fixní jednokanálová Labopette, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Jednokanálové pipety Labopette s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné a díky ergonomickému designu padnou do každé ruky.

- fixní objem
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- opěrka prstů poskytuje oporu pro bezpečné pipetování s uvolněnou rukou
- vyhazovač špiček umožňuje jednoduché uvolnění použitých špiček
- snadné čištění (zcela autoklárovatelné)
- ergonomický design
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): otočný nebo odkládací [stojan](#)
- **informace k dodávce:** pipetovací [špičky](#) nejsou součástí dodávky pipety a objednávají se samostatně



Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [%]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 501	5	±1,5	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 502	10	±0,8	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 503	20	±0,5	1 – 200 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 504	25	±0,5	1 – 200 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 505	50	±0,4	1 – 200 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 506	100	±0,3	1 – 200 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 507	200	±0,3	1 – 200 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 508	250	±0,3	10 – 1000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 509	500	±0,3	10 – 1000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 510	1000	±0,3	10 – 1000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 511	2000	±0,3	100 – 5000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 512	5000	±0,3	1000 – 10000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.