

Pipeta fixní jednonálová Pette fix, IKA

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: IKA

Jednonálové pipety Pette fix s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné, odolné vůči nárazu i UV záření. Díky třem vyměnitelným rukojetím jsou vhodné pro praváky i leváky.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také odborné poradenství, servisní prohlídky, záruční i pozáruční servis. Zajišťujeme také [akreditovanou kalibraci](#).



- fixní objem
- snadná obsluha, uvolnění špičky jednou rukou
- ergonomický tvar, 3 různé vyměnitelné rukojeti (liší se tvarem i materiálem)
- nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, odolnost proti korozi pístu, dlouhá životnost
- plně autoklávodatelná při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- QR kód se sériovým číslem
- osvědčení o shodě dle ISO 8655
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#): transparentní špičky, stojánky a boxy na špičky, stojan na pipety...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipety jsou 3 typy rukojeti

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 219	5	±0,06	šedivý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 220	10	±0,12	šedivý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 221	20	±0,2	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 222	25	±0,25	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 223	50	±0,35	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 224	100	±0,6	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 225	200	±1,2	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 226	250	±1,5	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 227	500	±3	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 228	1000	±6	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Pipettes-Pette-fix-and-vario-and-multi-EN.pdf

Video k produktu

 Pipeta IKA Pette fix a vario