

Pipeta fixní jednokanálová Transferpettor Fix, Brand

Výrobci a značky: Brand

Jednokanálové pipety Transferpettor Fix poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou ideální **pro pipetování médií s vysokou hustotou, viskozitou, vysokou tenzí par nebo povrchovým napětím**. Na rozdíl od běžných pipet přichází jejich píst přímo do styku s pipetovaným médiem. Používají se v kombinaci se skleněnými kapilárami.



- fixní objem
- snadná obsluha
- přímý kontakt pístu s pipetovaným médiem (píst těsně přiléhá ke stěnám kapiláry a vytlačuje veškerý objem média, což zaručuje reprodukovatelné výsledky a umožňuje opakované použití kapiláry)
- vhodné pro média s vysokou hustotou⁽ⁱ⁾, viskozitou⁽ⁱ⁾, vysokou tenzí par⁽ⁱ⁾ nebo pro silně pěnová média⁽ⁱ⁾
- barevné kódování pro snadné rozpoznání objemu
- pracovní rozsah teplot: 15 až 40 °C
- nelze autoklávat
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [skleněné kapiláry](#), stojan na umístění 4 pipet



Pipety Transferpettor s fixním objemem jsou vhodné pro média s maximální hustotou 3,8 g/cm³, tlakem par do 500 mbar a níže uvedenou viskozitou. Lze je použít s médii, která nenarušují sklo, nerez ocel (pipety do objemu 10 µl) nebo PTFE (pipety od objemu 20 µl).

Objem pipety	1, 2, 5 µl	10 µl	20, 25 µl	50 µl	100 µl
Vhodná pro viskozitu (kinematická viskozita)	do 6 000 mm ² /s	do 20 000 mm ² /s	do 50 000 mm ² /s	do 100 000 mm ² /s	do 140 000 mm ² /s

Obj. číslo	Popis	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 842	Pipeta Transferpettor Fix	1	±0,12	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 844	Pipeta Transferpettor Fix	2	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 853	Pipeta Transferpettor Fix	5	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 858	Pipeta Transferpettor Fix	10	±0,3	Oranžový	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 863	Pipeta Transferpettor Fix	20	±0,48	Černý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 864	Pipeta Transferpettor Fix	25	±0,6	2x bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 868	Pipeta Transferpettor Fix	50	±0,9	Zelený	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 873	Pipeta Transferpettor Fix	100	±1,5	Modrý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 878	Pipeta Transferpettor Fix	200	±3	Červený	3-4 týdny	5 483 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 960	Stojan pro 4 pipety Transferpettor o objemu 1 až 200 μl	3-4 týdny	5 518 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpettor-EN.pdf](#)