

# Pipeta jednokanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.

- 10 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 10 ml
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklávodatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď, náhradní špičky [epTIPS v sáčku](#) nebo [epTIPS Box](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet do objemu 1000 µl jsou špičky epTIPS Box, součástí dodávky pipet o objemu 0,25 - 10 ml jsou špičky epTIPS v sáčku



Jednokanálové pipety Research Plus lze objednat i v cenově **zvýhodněných sadách**, které obsahují 3 ks pipet s různým objemem a k nim odpovídající špičky.

**Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,1 do 1000 µl. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS Box:**

Obj. číslo	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 012	0,1 - 2,5	±0,048 - 0,035	šedý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 020	0,5 - 10	±0,04 - 0,1	šedý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 039	2 - 20	±0,1 - 0,2	žlutý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 047	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 055	20 - 200	±0,5 - 1,2	žlutý	Skladem, do 1 týdne	7 950 Kč
160 075 123 101	30 - 300	±0,75 - 1,8	oranžový	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 063	100 - 1000	±3,0 - 6,0	modrý	Na dotaz	7 950 Kč

**Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,25 do 10 ml. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS v sáčku:**

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 144	0,25 - 2,5	±0,012 - 0,015	červený	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 071	0,5 - 5	±0,012 - 0,03	fialový	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 080	1 - 10	±0,03 - 0,06	tyrkysový	Na dotaz	7 950 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Cenově zvýhodněné balíčky:**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
160 075 123 900	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 0,5 - 10 µl, 1x 10 - 100 µl a 1x 100 - 1000 µl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 525 Kč
160 075 123 918	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 2 - 20 µl, 1x 20 - 200 µl a 1x 100 - 1000 µl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 525 Kč
160 075 123 926	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 100 - 1000 µl, 1x 0,5 - 5 ml a 1x 1 - 10 ml), 1 balení odpovídajících špiček epTIPS Box a 2 balení špiček epTips v sáčku	Na dotaz	19 525 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112 1	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	930 Kč
160 510 600 015 1	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 515 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Soubory ke stažení**

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf