

Pipeta jednokanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.

- 10 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 10 ml
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď, náhradní špičky [epTIPS v sáčku](#) nebo [epTIPS Box](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet do objemu 1000 µl jsou špičky epTIPS Box, součástí dodávky pipet o objemu 0,25 - 10 ml jsou špičky epTIPS v sáčku



Jednokanálové pipety Research Plus lze objednat i v cenově **zvýhodněných sadách**, které obsahují 3 ks pipet s různým objemem a k nim odpovídající špičky.

Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,1 do 1000 µl. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS Box:

| Obj. číslo | Objem [µl] | Přesnost [µl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 160 075 123 012 | 0,1 - 2,5 | ±0,048 - 0,035 | šedý | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 020 | 0,5 - 10 | ±0,04 - 0,1 | šedý | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 039 | 2 - 20 | ±0,1 - 0,2 | žlutý | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 047 | 10 - 100 | ±0,3 - 0,8 | žlutý | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 055 | 20 - 200 | ±0,5 - 1,2 | žlutý | Skladem, do 1 týdne | 7 950 Kč |
| 160 075 123 101 | 30 - 300 | ±0,75 - 1,8 | oranžový | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 063 | 100 - 1000 | ±3,0 - 6,0 | modrý | Na dotaz | 7 950 Kč |

Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,25 do 10 ml. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS v sáčku:

| Obj. číslo | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 160 075 123 144 | 0,25 - 2,5 | ±0,012 - 0,015 | červený | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 071 | 0,5 - 5 | ±0,012 - 0,03 | fialový | Na dotaz | 7 950 Kč |
| 160 075 123 080 | 1 - 10 | ±0,03 - 0,06 | tyrkysový | Na dotaz | 7 950 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky:

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|---|------------|-------------|
| 160 075 123 900 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 0,5 - 10 µl, 1x 10 - 100 µl a 1x 100 - 1000 µl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box | Na dotaz | 19 525 Kč |
| 160 075 123 918 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 2 - 20 µl, 1x 20 - 200 µl a 1x 100 - 1000 µl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box | Na dotaz | 19 525 Kč |
| 160 075 123 926 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 100 - 1000 µl, 1x 0,5 - 5 ml a 1x 1 - 10 ml), 1 balení odpovídajících špiček epTIPS Box a 2 balení špiček epTips v sáčku | Na dotaz | 19 525 Kč |



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|------------|-----------|
| 163 116 000 112 1 | Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky | 3-4 týdny | 930 Kč |
| 160 510 600 015 1 | Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus | 3-4 týdny | 4 515 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf