

Pipeta jednokanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf, Objem [μl]: 10 - 100

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.



- 10 modelů s rozsahem od 0,1 μl do 10 ml
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď, náhradní špičky [epTIPS v sáčku](#) nebo [epTIPS Box](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet do objemu 1000 μl jsou špičky epTIPS Box, součástí dodávky pipet o objemu 0,25 – 10 ml jsou špičky epTIPS v sáčku



Jednokanálové pipety Research Plus lze objednat i v cenově **zvýhodněných sadách**, které obsahují 3 ks pipet s různým objemem a k nim odpovídající špičky.

Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,1 do 1000 μl. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS Box:

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 012	0,1 – 2,5	±0,048 – 0,035	šedý	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 020	0,5 – 10	±0,04 – 0,1	šedý	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 039	2 – 20	±0,1 – 0,2	žlutý	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 047	10 – 100	±0,3 – 0,8	žlutý	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 055	20 – 200	±0,5 – 1,2	žlutý	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 101	30 – 300	±0,75 – 1,8	oranžový	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 063	100 – 1000	±3,0 – 6,0	modrý	Na dotaz	7 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,25 do 10 ml. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS v sáčku:

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 144	0,25 – 2,5	$\pm 0,012 - 0,015$	červený	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 071	0,5 – 5	$\pm 0,012 - 0,03$	fialový	Na dotaz	7 825 Kč
160 075 123 080	1 – 10	$\pm 0,03 - 0,06$	tyrkysový	Na dotaz	7 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
160 075 123 900	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 0,5 – 10 μ l, 1x 10 – 100 μ l a 1x 100 – 1000 μ l) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 225 Kč
160 075 123 918	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 2 – 20 μ l, 1x 20 – 200 μ l a 1x 100 – 1000 μ l) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 225 Kč
160 075 123 926	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 100 – 1000 μ l, 1x 0,5 – 5 ml a 1x 1 – 10 ml), 1 balení odpovídajících špiček epTIPS Box a 2 balení špiček epTips v sáčku	Na dotaz	19 225 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112 1	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	916 Kč
160 510 600 015 1	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 436 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf