

## Pipeta jednokanálová WITOPET economy plus, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Jednokanálové pipety WITOPET economy plus jsou díky snadnému ovládání a robustní konstrukci vhodné i pro začátečníky. Své uplatnění najdou zejména ve školních laboratořích.



- 7 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 5 ml
- nastavitelný objem (zobrazení na dobře čitelném displeji)
- přesnost dle DIN EN ISO 8655-2
- vyhazovač špiček (jednoduché uvolnění použitých špiček)
- snadné čištění (zcela autoklávodatelné)
- ergonomický design
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- ideální do školních laboratoří
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#), [pipetovací špičky](#)

Obj. číslo	Objem [µl]	Dělení [µl]	Přesnost [µl]	Standardní odchylka [µl]	Dostupnost	Cena / ks
160 504 412 002	0,1 - 2,5	0,05	±0,08	≤0,04	2-3 týdny	2 039 Kč
160 504 412 010	0,5 - 10	0,1	±0,12	≤0,08	2-3 týdny	2 039 Kč
160 504 412 020	2 - 20	0,5	±0,20	≤0,10	2-3 týdny	2 039 Kč
160 504 412 100	10 - 100	1,0	±0,80	≤0,30	2-3 týdny	2 039 Kč
160 504 412 200	20 - 200	1,0	±1,60	≤0,60	3-4 týdny	2 039 Kč
160 504 412 901	100 - 1000	5,0	±8	≤3	2-3 týdny	2 039 Kč
160 504 412 950	1000 - 5000	50,0	±40	≤15	Delší termín	2 039 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.