

Pipeta jednokanálová WITOPET economy plus, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Jednokanálové pipety WITOPET economy plus jsou díky snadnému ovládní a robustní konstrukci vhodné i pro začátečníky. Své uplatnění najdou zejména ve školních laboratořích.



- 7 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 5 ml
- nastavitelný objem (zobrazení na dobře čitelném displeji)
- přesnost dle DIN EN ISO 8655-2
- vyhazovač špiček (jednoduché uvolnění použitých špiček)
- snadné čištění (zcela autoklávodatelné)
- ergonomický design
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- ideální do školních laboratoří
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#), [pipetovací špičky](#)

| Obj. číslo | Objem [µl] | Dělení [µl] | Přesnost [µl] | Standardní odchylka [µl] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 160 504 412 002 | 0,1 - 2,5 | 0,05 | ±0,08 | ≤0,04 | 2-3 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 010 | 0,5 - 10 | 0,1 | ±0,12 | ≤0,08 | 2-3 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 020 | 2 - 20 | 0,5 | ±0,20 | ≤0,10 | 2-3 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 100 | 10 - 100 | 1,0 | ±0,80 | ≤0,30 | 2-3 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 200 | 20 - 200 | 1,0 | ±1,60 | ≤0,60 | 3-4 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 901 | 100 - 1000 | 5,0 | ±8 | ≤3 | 2-3 týdny | 2 079 Kč |
| 160 504 412 950 | 1000 - 5000 | 50,0 | ±40 | ≤15 | Delší termín | 2 079 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.