

## Pipeta jednonanálová WITOPET expert s nastavitelným objemem, Witeg

Narozeninová akce

Sleva 10 %

Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do 29. 5. 2026

WITOPET expert jsou jednonanálové pipety pro přesné a spolehlivé pipetování kapalin o různé viskozitě. Jsou plně autoklávoditelné, vynikají stabilitou kalibrace (není nutná recalibrace ani po opakovaném autoklávodění) a jednoduchou údržbou.



- 8 modelů s různým objemem
- jednoduché nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- vyhazovač špiček pro jednoduché uvolnění použitých špiček (kromě objemu 2 - 10 ml)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- plně autoklávoditelné při 121 °C (DIN EN ISO 285)
- stabilita kalibrace (není nutná recalibrace ani po opakovaném autoklávodění)
- vyhovují normě DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan](#) pro 5 pipet, [pipetovací špičky](#)

Obj. číslo	Objem [μl]	Dělení [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 554 020 025	0,1 - 2,5	0,01	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>
160 554 020 105	0,5 - 10	0,10	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>
160 554 020 205	2 - 20	0,10	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>
160 554 021 005	10 - 100	0,50	Žlutý	Na dotaz	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>
160 554 022 005	20 - 200	1,00	Žlutý	2-3 týdny	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>
160 554 029 015	100 - 1000	5,00	Modrý	2-3 týdny	2 889 Kč <b>2 600 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 554 029 505	0,5 - 5	0,05	Zelený	2-3 týdny	<del>2 889 Kč</del> <b>2 600 Kč</b>
160 554 029 105	2 - 10	0,10	Zelený	2-3 týdny	<del>2 889 Kč</del> <b>2 600 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Microliter-pipettes-WITOPET-expert-Single-Channel-EN.pdf](#)