

Pipeta jednokanálová WITOPET expert s nastavitelným objemem, Witeg

Narozeninová akce

Sleva 10 %

LABOREXPO 2026

Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do 9. 7. 2026

WITOPET expert jsou jednokanálové pipety pro přesné a spolehlivé pipetování kapalin o různé viskozitě. Jsou plně autoklávoditelné, vynikají stabilitou kalibrace (není nutná recalibrace ani po opakovaném autokláfování) a jednoduchou údržbou.



- 8 modelů s různým objemem
- jednoduché nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- vyhazovač špiček pro jednoduché uvolnění použitých špiček (kromě objemu 2 - 10 ml)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- plně autoklávoditelné při 121 °C (DIN EN ISO 285)
- stabilita kalibrace (není nutná recalibrace ani po opakovaném autokláfování)
- vyhovují normě DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan](#) pro 5 pipet, [pipetovací špičky](#)


| Obj. číslo | Objem [µl] | Dělení [µl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 160 554 020 025 | 0,1 - 2,5 | 0,01 | Šedý | 2-3 týdny | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 020 105 | 0,5 - 10 | 0,10 | Šedý | 2-3 týdny | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 020 205 | 2 - 20 | 0,10 | Šedý | 2-3 týdny | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 021 005 | 10 - 100 | 0,50 | Žlutý | Na dotaz | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 022 005 | 20 - 200 | 1,00 | Žlutý | Skladem, do 1 týdne | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 029 015 | 100 - 1000 | 5,00 | Modrý | 2-3 týdny | 2 889 Kč 2 600 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo | Objem [ml] | Dělení [ml] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| 160 554 029 505 | 0,5 - 5 | 0,05 | Zelený | 2-3 týdny | 2 889 Kč 2 600 Kč |
| 160 554 029 105 | 2 - 10 | 0,10 | Zelený | Kontaktujte nás | |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Microliter-pipettes-WITOPET-expert-Single-Channel-EN.pdf](#)