

## Pipeta jednokanálová WITOPET premium, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Pipeta WITOPET premium s nejnovější pipetovací inovací za atraktivní cenu. Velmi pohodlné a jednoduché pipetování. Nastavitelné tlačítko pro leváky i praváky, které umožňuje odhazovat špičky. Vestavěné uzamykání pipetovaného objemu. Pipety WITOPET premium se také vyznačují vynikající přesností a precizností.



- nastavitelný objem
- nejlepší ve své třídě (přesnost a odchylka lepší než požadavek DIN EN ISO 8655-2)
- skvělý poměr cena/výkon
- nastavitelný zámek objemu
- nastavitelné tlačítko vyhazování špiček (varianty s objemem 500 – 5000 µl a 1 – 10 ml jsou bez tohoto tlačítka)
- nízká hmotnost
- snadná obsluha (potřeba jen malé síly pro pipetování)
- ergonomický tvar
- možnost recalibrace
- barevné rozlišení
- prvotní ověření od výrobce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#), [pipetovací špičky](#)

**i** V naší nabídce najdete i cenově **zvýhodněný balíček**, který obsahuje 1 ks pipety o objemu 2 – 20 µl, 20 – 200 µl a 100–1000 µl, pipetovací špičky Gilson Diamond D200 Tipack 2 – 200 µl a Gilson Diamond D1000 Tipack 100 – 1000 µl a 3 ks držáčku.

Obj. číslo	Barevný kód	Objem [µl]	Dělení [µl]	Přesnost [µl]	Dostupnost	Cena / ks
160 507 402 002	oranžový	0,2 – 2,0	0,01	±0,024 – 0,030	1-2 týdny	6 379 Kč
160 507 402 010	červený	1 – 10	0,1	±0,025 – 0,100	1-2 týdny	6 237 Kč
160 507 402 020	světle žlutý	2 – 20	0,1	±0,10 – 0,20	1 ks	<del>6 237 Kč</del> <b>4 054 Kč</b>
160 507 402 100	lososový	10 – 100	1	±0,35 – 0,80	1-2 týdny	6 237 Kč
160 507 402 200	žlutý	20 – 200	1	±0,50 – 1,60	1-2 týdny	6 237 Kč
160 507 402 901	modrý	100 – 1000	10	±3 – 8	1-2 týdny	6 237 Kč

Obj. číslo	Barevný kód	Objem [μl]	Dělení [μl]	Přesnost [μl]	Dostupnost	Cena / ks
160 507 402 950	nachový	500 - 5000	10	±12 - 30	1 ks	<del>6 661 Kč</del> <b>4 354 Kč</b>
160 507 402 910	světle modrý	1000 - 10000	100	±30 - 60	1-2 týdny	6 661 Kč

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Cenově zvýhodněný balíček

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
160 500 402 600	Startovací balíček	1x pipeta o objemu 2-20 μl, 20-200 μl a 100-1000 μl, pipetovací špičky Gilson Diamond Tipack 2-200 μl a 100-1000 μl, 3 ks držáčku	3-4 týdny	16 456 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Witopet-pipette-premium-single-channel-EN.pdf](#)