

Pipeta krokovací elektronická Multipipette E3 a E3X, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Elektronické krokovací pipety pro opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitého nástavce Combitips (nejmenší dávka je vždy 1/100 objemu nástavce).



- pro práci s objemy kapalin od 1 µl až do 50 ml
- vhodné pro opakovaná plnění mikrozkušavek, PCR zkušavek nebo mikrotitračních destiček
- možnost nastavení rychlosti nasávání a vypouštění umožňuje i přesné dávkování kapalin o vyšší viskozitě či s větší tenzí par (např. ethanolu)
- odhazování nástavců stiskem jediného tlačítka výrazně usnadňuje práci s kontaminovanými nebo toxickými kapalinami

| Srovnání modelů Multipipette E3 a E3X | | |
|--|-----------------|------------------|
| Typ | Multipipette E3 | Multipipette E3X |
| Objem (rozsah): | 1 µl ... 50 ml | 1 µl ... 50 ml |
| Podsvícený displej: | ano | ano |
| Baterie Li-ion: | ano | ano |
| Nastavení rychlosti dávkování: | ano | ano |
| Opakovací režim dávkování: | ano | ano |
| Automatické rozpoznání nástavce Combitips: | ano | ano |
| Odhození nástavce jedním tlačítkem: | ano | ano |
| Pipetování: | ano | ano |
| Dávkování | ano | ano |
| Automatické dávkování: | ano | ano |
| Sekvenční dávkování: | - | ano |
| Odsávání supernatantu: | - | ano |
| Titrace: | - | ano |
| Kombinace módu odsávání a dávkování: | - | ano |

| Technické údaje nástavců Combitips | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Nástavec Combitips | Minimální dávkový objem | Objem kroku | Maximální dávkový objem |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 0,1 ml | 1 µl | 0,1 µl | 100 µl |
| 0,2 ml | 2 µl | 0,2 µl | 200 µl |
| 0,5 ml | 5 µl | 0,5 µl | 500 µl |
| 1 ml | 10 µl | 1 µl | 1 ml |
| 2,5 ml | 25 µl | 2,5 µl | 2,5 ml |
| 5 ml | 50 µl | 5 µl | 5 ml |
| 10 ml | 100 µl | 10 µl | 10 ml |
| 25 ml | 250 µl | 25 µl | 25 ml |
| 50 ml | 500 µl | 50 µl | 50 ml |

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 160 419 870 010 | Pipeta Multipette E3 s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti) | Na dotaz | 19 575 Kč |
| 160 419 870 371 | Pipeta Multipette E3 s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti) | Na dotaz | 22 125 Kč |
| 160 419 870 029 | Pipeta Multipette E3X s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti) | Na dotaz | 25 000 Kč |
| 160 419 870 380 | Pipeta Multipette E3X s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti) | Na dotaz | 26 975 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 160 410 488 018 | Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X | Na dotaz | 7 150 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Multipette E3-a-E3X-EN.pdf](#)