

## Pipeta krokovací elektronická Multipipette E3 a E3X, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Elektronické krokovací pipety pro opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitého nástavce Combitips (nejmenší dávka je vždy 1/100 objemu nástavce).



- pro práci s objemy kapalin od 1 µl až do 50 ml
- vhodné pro opakovaná plnění mikrozkuvek, PCR zkuvek nebo mikrotitračních destiček
- možnost nastavení rychlosti nasávání a vypouštění umožňuje i přesné dávkování kapalin o vyšší viskozitě či s větší tenzí par (např. ethanolu)
- odhazování nástavců stiskem jediného tlačítka výrazně usnadňuje práci s kontaminovanými nebo toxickými kapalinami

Srovnání modelů Multipipette E3 a E3X		
Typ	Multipipette E3	Multipipette E3X
Objem (rozsah):	1 µl ... 50 ml	1 µl ... 50 ml
Podsvícený displej:	ano	ano
Baterie Li-ion:	ano	ano
Nastavení rychlosti dávkování:	ano	ano
Opakovací režim dávkování:	ano	ano
Automatické rozpoznání nástavce Combitips:	ano	ano
Odhození nástavce jedním tlačítkem:	ano	ano
Pipetování:	ano	ano
Dávkování	ano	ano
Automatické dávkování:	ano	ano
Sekvenční dávkování:	-	ano
Odsávání supernatantu:	-	ano
Titrace:	-	ano
Kombinace módu odsávání a dávkování:	-	ano

Technické údaje nástavců Combitips			
Nástavec Combitips	Minimální dávkovaný objem	Objem kroku	Maximální dávkovaný objem

0,1 ml	1 µl	0,1 µl	100 µl
0,2 ml	2 µl	0,2 µl	200 µl
0,5 ml	5 µl	0,5 µl	500 µl
1 ml	10 µl	1 µl	1 ml
2,5 ml	25 µl	2,5 µl	2,5 ml
5 ml	50 µl	5 µl	5 ml
10 ml	100 µl	10 µl	10 ml
25 ml	250 µl	25 µl	25 ml
50 ml	500 µl	50 µl	50 ml

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 419 870 010	Pipeta Multipette E3 s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	19 575 Kč
160 419 870 371	Pipeta Multipette E3 s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	22 125 Kč
160 419 870 029	Pipeta Multipette E3X s dobíjecím adaptérem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	25 000 Kč
160 419 870 380	Pipeta Multipette E3X s dobíjecím stojanem a sadou nástavců Combitips advanced (1 ks od každé velikosti)	Na dotaz	26 975 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 410 488 018	Stojan pro jednu pipetu Multipette E3 nebo E3X	Na dotaz	7 150 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Multipette E3-a-E3X-EN.pdf](#)