

## Pipeta na smetanu, ověřená

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 5 ml
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 433 610 905	Pipeta na smetanu	5	4-6 týdnů	791 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*