

## Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, ověřená

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 901	1	Modrý	Delší termín	541 Kč
632 433 111 902	2	Oranžový	Delší termín	545 Kč
632 433 111 905	5	Bílý	Delší termín	555 Kč
632 433 111 910	10	Červený	Delší termín	573 Kč
632 433 111 920	20	Žlutý	Delší termín	707 Kč
632 433 111 925	25	Modrý	Delší termín	724 Kč
632 433 111 950	50	Červený	Delší termín	1 424 Kč
632 433 111 990	100	Žlutý	Delší termín	1 574 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*