

Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rovné provedení

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1 a 2 ml
- rovné provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 011 014	1	Modrý	4-6 týdnů	41 Kč
632 433 011 016	2	Oranžový	4-6 týdnů	41 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.