

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Nedělené > Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení

Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení

Materiál: Sodnodraselné sklo Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 a 100 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



Nedělené pipety třídy přesnosti AS, dle ISO 648

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 014	1	Modrý	1-2 týdny	87 Kč
632 433 111 016	2	Oranžový	1-2 týdny	93 Kč
632 433 111 018	5	Bílý	Skladem, do 1 týdne	110 Kč
632 433 111 019	10	Červený	Skladem, do 1 týdne	124 Kč
632 433 111 022	20	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	137 Kč
632 433 111 023	25	Modrý	Skladem, do 1 týdne	154 Kč
632 433 111 025	50	Červený	Skladem, do 1 týdne	221 Kč
632 433 111 030	100	Žlutý	1-2 týdny	349 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nedělené pipety třídy přesnosti AS, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 433 111 017	3	Černý	1-2 týdny	99 Kč
632 433 111 117	4	2x červený	Skladem, do 1 týdne	108 Kč
632 433 111 021	15	Zelený	1-2 týdny	133 Kč
632 433 111 057	40	Bílý	Delší termín	268 Kč

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 433 111 117	Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení, Objem [ml]: 4, Barevný kód: 2x červený	Nové	1 ks	108 Kč 83 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.