

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Nedělené > Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti B, rozšířené provedení

Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti B, rozšířené provedení

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 25 a 50 ml
- rozšířené provedení s jednou ryskou
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 648

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy na pipety](#), [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 503 530 050	5	Bílý	2 ks	Skladem, do 1 týdne	117 Kč
120 503 530 100	10	Červený	2 ks	Skladem, do 1 týdne	136 Kč
120 503 530 250	25	Modrý	1 ks	Skladem, do 1 týdne	190 Kč
120 503 530 500	50	Červený	1 ks	Skladem, do 1 týdne	241 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.