

## Pipeta nedělená, třída přesnosti AS, malé objemy

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 0,5; 1 a 2 ml
- rovné provedení s jednou ryskou (objem 0,5 a 1 ml)
- rozšířené provedení s jednou ryskou (objem 2 ml)
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle ISO 648

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
120 503 500 523	0,5	2x černý	Skladem, do 1 týdne	103 Kč
120 503 501 023	1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	100 Kč
120 503 502 023	2	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	112 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*