

Pipeta plastová dle Pasteura, nesterilní

Materiál: PE

- provedení se stupnicí nebo bez stupnice
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



Nesterilní pipety dle Pasteura s možností objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 690 424 503 P	3,0	156-159	LDPE	Skladem, do 1 týdne	1,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nesterilní pipety dle Pasteura v cenově výhodných baleních

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 745 000 010	1,0	150	PE	100	Skladem, do 1 týdne	132 Kč
130 745 000 030	3,0	155	PE	100	Skladem, do 1 týdne	140 Kč
130 690 424 506	1,0 (jemná špička)	148-151	LDPE	500	Skladem, do 1 týdne	1 196 Kč
130 690 424 502	2,5	151-154	LDPE	500	Skladem, do 1 týdne	423 Kč
130 690 424 503	3,0	156-159	LDPE	500	Skladem, do 1 týdne	423 Kč
130 690 424 507	bez stupnice	150-154	LDPE	500	3-4 týdny	453 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.