

## Pipeta plastová dle Pasteura, nesterilní

Materiál: PE

- provedení se stupnicí nebo bez stupnice
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



### Nesterilní pipety dle Pasteura s možností objednání po 1 ks

| Obj. číslo        | Objem [ml] | Délka [mm] | Materiál | Dostupnost          | Cena / ks |
|-------------------|------------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 130 690 424 503 P | 3,0        | 156-159    | LDPE     | Skladem, do 1 týdne | 1,50 Kč   |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Nesterilní pipety dle Pasteura v cenově výhodných baleních

| Obj. číslo      | Objem [ml]            | Délka [mm] | Materiál | Balení [ks] | Dostupnost          | Cena / bal. |
|-----------------|-----------------------|------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 130 745 000 010 | 1,0                   | 150        | PE       | 100         | Skladem, do 1 týdne | 132 Kč      |
| 130 745 000 030 | 3,0                   | 155        | PE       | 100         | Skladem, do 1 týdne | 140 Kč      |
| 130 690 424 506 | 1,0<br>(jemná špička) | 148-151    | LDPE     | 500         | Skladem, do 1 týdne | 1 196 Kč    |
| 130 690 424 502 | 2,5                   | 151-154    | LDPE     | 500         | Skladem, do 1 týdne | 423 Kč      |
| 130 690 424 503 | 3,0                   | 156-159    | LDPE     | 500         | Skladem, do 1 týdne | 423 Kč      |
| 130 690 424 507 | bez stupnice          | 150-154    | LDPE     | 500         | 3-4 týdny           | 453 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*