

Pipeta plastová dle Pasteura, sterilní

Materiál: PE

- s graduací
- materiál: transparentní PE nebo LDPE
- pro kapaliny do teploty 70 °C
- nevhodná pro oxidující chemikálie



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Délka [mm]	Materiál	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 691 201	1,0	0,25	154	LDPE	Jednotlivě balená	500	1-2 týdny	766 Kč
130 745 001 010	1,0	0,25	150	PE	Skupinové balení	100	1-2 týdny	138 Kč
130 640 691 203	3,0	0,5	154	LDPE	Jednotlivě balená	500	2-3 týdny	766 Kč
130 640 691 207	3,0	0,5	154	LDPE	Skupinové balení po 10 ks	500	3-4 týdny	624 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.