

Pipeta s nastavitelným objemem Labopette, Hirschmann, Provedení: Jednokanálová, Objem [μl]: 500 - 5000

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Jedno- i vícekanálové pipety Labopette s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou autoklárovatelné a díky ergonomickému designu padnou do každé ruky.



- 3 varianty: jednokanálová, 8kanálová a 12kanálová
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- opěrka prstů poskytuje oporu pro bezpečné pipetování s uvolněnou rukou
- vyhazovač špiček umožňuje jednoduché uvolnění použitých špiček
- snadné čištění (zcela autoklárovatelné)
- ergonomický design
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): otočný nebo odkládací [stojan](#)
- **informace k dodávce:** pipetovací [špičky](#) nejsou součástí dodávky pipety a objednávají se samostatně

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Dělení [μl]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
Jednokanálové pipety s nastavitelným objemem:						
396 709 475 400	Jednokanálová	0,1 – 3	0,002	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 401	Jednokanálová	0,5 – 10	0,01	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 404	Jednokanálová	1000 – 10000	20,0	1000 – 10000 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 405	Jednokanálová	500 – 5000	10,0	100 – 5000 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 406	Jednokanálová	2 – 20	0,02	1 – 200 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 407	Jednokanálová	10 – 100	0,1	1 – 200 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 408	Jednokanálová	20 – 200	0,2	1 – 200 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Dělení [μl]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 409	Jednokanálová	100 – 1000	1,0	10 – 1000 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
Vícekanálové pipety s nastavitelným objemem:						
396 709 475 601	8kanálová	0,5 – 10	0,01	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 602	8kanálová	10 – 100	0,1	1 – 250 μl	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 604	8kanálová	30 – 300	0,2	5 – 300 μl	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 701	12kanálová	0,5 – 10	0,01	0,2 – 10 μl	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 702	12kanálová	10 – 100	0,1	1 – 250 μl	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 704	12kanálová	30 – 300	0,2	5 – 300 μl	4-6 týdnů	26 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.