

Pipeta s nastavitelným objemem Pette vario, IKA

Náš TIP Sleva 20 % A 121 °C Akce LABOREXPO 2026 Výrobci a značky: IKA

Sleva platí do 9. 7. 2026

Jednokanálové pipety Pette vario s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné, odolné vůči nárazu i UV záření. Díky třem vyměnitelným rukojetím jsou vhodné pro praváky i leváky.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také odborné poradenství, servisní prohlídky, záruční i pozáruční servis. Zajišťujeme také [akreditovanou kalibraci](#).



- jednoduché a rychlé nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěnému přenastavení zvoleného objemu)
- snadná obsluha, uvolnění špičky jednou rukou
- ergonomický tvar, 3 různé vyměnitelné rukojeti (liší se tvarem i materiálem)
- nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, odolnost proti korozi pístu, dlouhá životnost
- plně autoklávodatelná při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- QR kód se sériovým číslem
- osvědčení o shodě dle ISO 8655
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#): transparentní špičky, stojánky a boxy na špičky, stojan na pipety...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipety jsou tři typy rukojeti



V naší nabídce najdete i 4 typy cenově **zvýhodněných balíčků**, které obsahují 3 ks pipet různých objemů, stojan na pipety a TipBoxy se špičkami.

Obj. číslo	Objem [μl]	Krok [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 210	0,1 - 2	0,002	±0,028	šedivý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 211	0,5 - 10	0,01	±0,1	šedivý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 213	2 - 20	0,02	±0,2	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 214	10 - 100	0,1	±0,8	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 215	20 - 200	0,2	±1,2	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč

Obj. číslo	Objem [μl]	Krok [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 216	100 - 1000	1	±6	modrý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 217	500 - 5000	5	±30	zelený	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 218	1000 - 10000	10	±60	červený	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky

Obj. číslo	Typ balíčku	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 107 638	MicroKit A	Sada 3 ks jednonálových pipet (objemy: 0,1–2 μl; 0,5–10 μl; 10–100 μl), stojánku na pipety, TipBoxů S a XS se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 639	MicroKit B	Sada 3 ks jednonálových pipet (objemy: 0,1–2 μl; 2–20 μl; 20–200 μl), stojánku na pipety, TipBoxů S a XS se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 640	Classic Kit	Sada 3 ks jednonálových pipet (objemy: 2–20 μl; 20–200 μl; 100–1000 μl), stojánku na pipety, TipBoxů XS a M se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 641	MacroKit	Sada 3 ks jednonálových pipet (objemy: 100–1000 μl; 0,5–5 ml; 1–10 ml), stojánku na pipety, TipBoxů M, L a XL se špičkami	2-3 týdny	17 885 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-IKA-Pipettes-Pette-fix-and-vario-and-multi-EN.pdf](#)

Video k produktu

 [Pipeta IKA Pette fix a vario](#)