

Pipeta s nastavitelným objemem Transferpette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette S s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou autoklávodatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.

- 3 varianty: jednokanálová, 8kanálová a 12kanálová
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- 360° rotace hlavičky pro nastavení úhlu pipetování (8kanálové a 12kanálové provedení)
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklávodatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednokanálových pipet je držák na polici a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je držák na polici, 2x TipBox se špičkami BRAND, reagenční zásobník, silikonové mazivo, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků



Výrobce nabízí i **4 typy cenově zvýhodněných balíčků**, které obsahují 3 ks jednokanálových pipet různých objemů, držáčky na pipety a TipBoxy se špičkami.

Jednokanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 768	Jednokanálová	0,1 - 1	±0,02	Šedivý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 769	Jednokanálová	0,1 - 2,5	±0,035	Šedivý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 770	Jednokanálová	0,5 - 10	±0,1	Šedivý	2-3 týdny	6 831 Kč

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 772	Jednokanálová	2 - 20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 773	Jednokanálová	5 - 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 774	Jednokanálová	10 - 100	±0,6	Žlutý	1-2 týdny	6 831 Kč
396 870 704 778	Jednokanálová	20 - 200	±1,2	Žlutý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 780	Jednokanálová	100 - 1000	±6	Modrý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 782	Jednokanálová	500 - 5000	±30	Červený	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 784	Jednokanálová	1000 - 10000	±60	Světlemodrý	Skladem, do 1 týdne	6 831 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

8kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 700	8	0,5 - 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 706	8	5 - 50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 708	8	10 - 100	±0,8	Žlutý	2-3 týdny	17 969 Kč
396 870 703 710	8	20 - 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 712	8	30 - 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	17 969 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

12kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 720	12	0,5 - 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 726	12	5 - 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	20 590 Kč
396 870 703 728	12	10 - 100	±0,8	Žlutý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 730	12	20 - 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 732	12	30 - 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	20 590 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky jednokanálových pipet

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
396 870 704 790	Startovací balíček MICRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl a 10-100 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 791	Startovací balíček MIDI	1x jednokanálová pipeta o objemu 2-20 µl, 20-200 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 792	Startovací balíček MACRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 100-1000 µl, 500-5000 µl a 1000-10000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 793	Startovací balíček STANDARD	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,5-10 µl, 10-100 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 601 Kč
160 980 704 811	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	289 Kč
160 980 704 812	Držák na zeď pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	462 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf