

Pipeta serologická, PS

Materiál: PS

Doprodej

- sterilní (balená po 1 ks)
- bez pyrogenů
- s vatovou zátkou
- barevné značení pro snadné odlišení jednotlivých objemů

Sleva platí do vyprodání skladových zásob



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barva	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
130 647 320 011	Pipeta serologická	1	0,01	Žlutá	1 ks	77 ks	5-Kč 3 Kč
130 647 320 021	Pipeta serologická	2	0,02	Zelená	1 ks	50 ks	6-Kč 4 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 647 320 051	Pipeta serologická, PS, Objem [ml]: 5, Barva: Modrá, Exspirace: 30.04.2025	Nové	28 ks	6-Kč 4,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.