

Pipeta serologická, PS

Materiál: PS

Doprodej

- sterilní (balená po 1 ks)
- bez pyrogenů
- s vatovou zátkou
- barevné značení pro snadné odlišení jednotlivých objemů

Sleva platí do vyprodání skladových zásob



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barva	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
130 647 320 011	Pipeta serologická	1	0,01	Žlutá	1 ks	38 ks	5 Kč 3 Kč
130 647 320 021	Pipeta serologická	2	0,02	Zelená	1 ks	40 ks	6 Kč 4 Kč
130 647 320 251	Pipeta serologická	25	0,2	Červená	1 ks	4 ks	15 Kč 12 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.