


## Pipeta skleněná dle Pasteura, Délka [mm]: 230, Balení [ks]: 250

- délka 150 nebo 230 mm
- vytažená dlouhá špička
- zesílené stěny
- možnost použití vatového filtru
- reprodukovatelná velikost kapek
- splňuje ISO 7712
- **informace k dodávce:** pipety jsou dodávány v balení po 1000 ks; [savičky](#) nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



**i** V naší nabídce najdete [sterilní](#) i [nesterilní](#) plastové pipety dle Pasteura i [serologické](#) pipety.

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 950 341 451	Skleněná Pasteurova pipeta	150	1000	1-2 týdny	1 533 Kč
120 950 342 301	Skleněná Pasteurova pipeta	230	1000	1-2 týdny	1 713 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*