

Pipeta sklopná - špaček, včetně Erlenmeyerovy baňky, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem pipety: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30 a 50 ml
- objem baňky: 250, 500 nebo 1000 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32
- vhodná pro rychlé a opakované dávkování daného objemu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky sklopné pipety (špačka) je i Erlenmeyerova baňka s NZ



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i jiné objemy [Erlenmeyerových baněk](#), samostatné [špačky](#), [drátěné](#) nebo [plastové](#) klemy a [tuky na zábrusy](#).

Obj. číslo	Objem pipety [ml]	Objem baňky [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 446 003 001	1	250	29/32	3-4 týdny	2 179 Kč
632 446 003 002	2	250	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 005	5	250	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 010	10	500	29/32	3-4 týdny	2 412 Kč
632 446 003 020	20	500	29/32	3-4 týdny	2 675 Kč
632 446 003 025	25	500	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 030	30	1000	29/32	3-4 týdny	2 799 Kč
632 446 003 050	50	1000	29/32	3-4 týdny	2 716 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.