

Pipeta vícekanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.



- 8, 12, 16 nebo 24 kanálů (snadné a rychlé plnění 24-, 96- i 384jamkových destiček)
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- snadné a spolehlivé nasazení špičky
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- možnost objednání držáku na zeď, otočného stojanu a náhradních [špiček epTIPS Box](#); špičky pro 16- a 24kanálové pipety vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet (kromě objemů 120 – 1200 µl) jsou odpovídající špičky epTIPS Box

Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
8kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:						
160 075 125 010	8	0,5 - 10	±0,06 - 0,2	šedý	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 036	8	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 052	8	30 - 300	±0,9 - 1,8	oranžový	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 214	8	120 - 1200	±7,2 - 14,4	zelený	Na dotaz	22 950 Kč
12kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:						
160 075 125 028	12	0,5 - 10	±0,06 - 0,2	šedý	Na dotaz	25 100 Kč
160 075 125 044	12	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	25 100 Kč

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 125 060	12	30 - 300	±0,9 - 1,8	oranžový	Na dotaz	25 100 Kč
160 075 125 222	12	120 - 1200	±7,2 - 14,4	zelený	Na dotaz	25 100 Kč
16kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:						
160 075 125 079	16	1 - 20	±0,16 - 0,4	růžový	Na dotaz	26 750 Kč
160 075 125 095	16	5 - 100	±0,3 - 1	žlutý	Na dotaz	26 750 Kč
24kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:						
160 075 125 087	24	1 - 20	±0,16 - 0,4	růžový	Na dotaz	28 400 Kč
160 075 125 109	24	5 - 100	±0,3 - 1	žlutý	Na dotaz	28 400 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112 2	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	930 Kč
160 510 600 015 2	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 515 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf](#)
-  [Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf](#)